

Cân điện tử BF700

Chức năng chính: Cân điện tử này được sử dụng để cân đo trọng lượng và đưa ra những chẩn đoán dựa trên các dữ liệu về sức khỏe và thể trạng của người sử dụng. Cân được sử dụng với mục đích tự theo dõi tình trạng thể chất của cá nhân. Cân có những chức năng chính sau và được sử dụng tối đa cho 8 người:

- Đo trọng lượng cơ thể
- Đo tỉ lệ mỡ của cơ thể,
- Đo tỉ lệ nước của cơ thể,
- Đo tỉ lệ cơ bắp,
- Đo mật độ xương,
- Đo chỉ số trao đổi chất cơ bản và chủ động (BMR-AMR)

Yêu cầu hệ thống: Các loại smartphone hay máy tính bảng hỗ trợ tiện ích Bluetooth® 4.0, ví dụ như iPhone 4S and 5.

Hướng dẫn sử dụng

- Kiểm tra pin, lắp pin đúng vị trí
- Đặt cân lên một nền bằng phẳng và chắc chắn, tránh việc cân bị xô lệch
- Cân có chức năng kết hợp với smartphone hay máy tính bảng qua Bluetooth để theo dõi dữ liệu sức khỏe của từng cá nhân sử dụng cân. Cân cho phép lưu trữ dữ liệu của 8 người sử dụng. Để sử dụng chức năng này, người dùng cần:
 - + Kích hoạt Bluetooth® của smartphone/máy tính bảng.
 - + Cài đặt “Beurer healthmanager” từ AppStore (Cửa hàng ứng dụng) của smartphone
 - + Khởi động ứng dụng và làm theo chỉ dẫn.
 - + Chọn BF 700.
 - + Nhập dữ liệu được yêu cầu
- Bắt đầu cân:
 - + Bước lên cân bằng chân trần, giữ nguyên tư thế đứng thẳng bằng cả hai chân

+ Trọng lượng cơ thể sẽ được đo và hiện thị trên màn hình

+ Nếu dữ liệu người dùng đã được đặt, các thông số về mật độ cơ thể, lượng mỡ, nước, cơ bắp, mật độ xương, các chỉ số trao đổi chất BMR và AMR sẽ được đo và hiển thị như sau:

1. Kg trọng lượng cơ thể
2. % mỡ với tỉ trọng cơ thể
3. % lượng nước của cơ thể
4. % cơ bắp của cơ thể
5. Kg mật độ xương
6. Kcal cho chỉ số BMR-Chỉ số trao đổi chất cơ bản
7. Kcal cho chỉ số AMR-Chỉ số trao đổi chất chủ động

Cân sẽ tự động ngắt sau đó

Những điều cần lưu ý

- Cân sử 3 thỏi pin 1.5V loại pin AAA, khi cần thay pin, trên màn hình của cân sẽ hiện thị kí hiệu “Lo”.
- Tránh xa tầm tay trẻ em
- Không sử dụng khi đang mang thai
- Không bước lên cân khi chân còn ướt
- Trọng tải tối đa của cân là 180 kg (396 lb)
- Nếu có thể, hãy sử dụng cân vào một thời gian cố định trong ngày để có kết quả chính xác nhất
- Tránh để cân va chạm hay tiếp xúc với các vật cứng, không khí ẩm, khói bụi, chất hóa học, sự thay đổi nhiệt lớn hay để gần nguồn nhiệt (lửa, lò sưởi,...)
- Nếu cân bị hỏng hóc, không tự sửa chữa và mang tới trung tâm bảo hành.
- Lau rửa: Có thể lau cân bằng một chiếc khăn ẩm và một chút dung dịch tẩy rửa nếu cần thiết, sau đó lau khô. Không được nhúng cân vào nước.
- Bảo quản: Không đặt bất kì vật gì lên cân trong trường hợp không sử dụng.

NHÀ PHÂN PHỐI VÀ BẢO HÀNH - CÔNG TY CỔ PHẦN XNK THIẾT BỊ Y TẾ HỢP PHÁT

Showroom : 141 Xã Đàn - Kim Liên mới - Đống Đa - Hà Nội

Chi nhánh: Số 34/35 Cư Xá Lữ Gia, P.15, Q.11, TP.HCM

Hotline: 19006852 **Email:** info@thietbiyte-eu.vn

Website: <http://www.thietbiyte-eu.vn> <http://www.beurer-vietnam.com>