

# GHẾ MASSAGE

## MG155



Xin cảm ơn quý khách hàng đã tin tưởng và sử dụng sản phẩm ghế Massage MG155 của hãng Beurer. Các thiết bị đi kèm sản phẩm gồm:

- Ghế massage
- Bộ cung cấp điện
- Bộ chuyển đổi dùng trên xe
- Hướng dẫn sử dụng và phiếu bảo hành

### 1. Giới thiệu về sản phẩm

Với sự hỗ trợ của thiết bị Ghế massage điện MG155 này, bạn đã mang lại cho mình dịch vụ massage hiệu quả và dễ chịu. Việc massage có thể giúp vừa thư giãn và kích thích, và được sử dụng phổ biến để điều trị các cơ bắp cứng hoặc căng thẳng, đau đớn và mệt mỏi. Thiết bị này cung cấp các chế độ massage mạnh mẽ và chuyên sâu cho toàn bộ lưng. Do đó, ghế massage cần

được đặt đúng vị trí phù hợp trên đệm ghế của bạn để hoạt động một cách hiệu quả nhất.

Thiết bị này chỉ phục vụ cho nhu cầu sử dụng cá nhân, không được dùng cho mục đích y tế hoặc thương mại.

### 2. Hướng dẫn sử dụng an toàn.

Thiết bị này chỉ dành cho xoa bóp lưng của người sử dụng. Nó không thể thay thế điều trị y tế. Không sử dụng các thiết bị massage nếu có những lời cảnh báo sau đây áp dụng cho bạn.

#### Cảnh báo

Sử dụng các thiết bị massage này bị cấm trong các trường hợp sau đây:

- Không sử dụng với trường hợp người điều trị có những thay đổi do bệnh tật hoặc bị thương trong khu vực massage (ví dụ như vấn đề đĩa đệm, vết thương hở)
- Không sử dụng cho trẻ em, phụ nữ trong thời kì mang thai và trên động vật
- Không sử dụng trong khi bạn ngủ
- Không sử dụng thiết bị trong khi sử dụng các chất làm giảm thời gian phản ứng (ví dụ như thuốc giảm đau, rượu)
- Không bao giờ sử dụng thiết bị quá 15 phút (do nguy cơ quá nóng) và để thiết bị tự làm mát ít nhất 15 phút trước khi sử dụng tiếp.

**NHÀ PHÂN PHỐI VÀ BẢO HÀNH SẢN PHẨM - CÔNG TY HỢP PHÁT**

**Showroom:** 141 Xã Đàn - Kim Liên mới - Đống Đa - Hà Nội

**Hotline:** 19006852

**Chi nhánh:** Số 34/35 Cư Xá Lữ Gia, P.15, Q.11, TP.HCM

**Email:** info@thietbiyte-eu.vn

**Website:** <http://www.thietbiyte-eu.vn> - <http://www.beurer-vietnam.com>

- Hãy tham khảo ý kiến bác sĩ của bạn nếu bạn không chắc chắn các thiết bị massage là thích hợp cho bạn.
- Thiết bị này không dành cho người dùng (bao gồm cả trẻ em) có hạn chế về cảm giác hay khả năng tinh thần. Trẻ em phải được giám sát để đảm bảo rằng chúng không sử dụng các thiết bị như một món đồ chơi.

Bạn nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng các thiết bị massage nếu:

- Bạn bị một căn bệnh nghiêm trọng hoặc đang hồi phục từ một cuộc phẫu thuật.
- Bạn đang được trang bị máy tạo nhịp tim, hoặc các thiết bị cấy ghép khác
- Bạn đang bị bệnh tiểu đường
- Bạn đang có những cơn đau chưa rõ nguyên nhân.

Thiết bị này chỉ dành cho mục đích mô tả trong các hướng dẫn sử dụng. Nhà sản xuất không chịu trách nhiệm về thiệt hại xảy ra như là kết quả của việc sử dụng thiết bị cho những mục đích không phù hợp hoặc bất cần.

Cũng giống như bất kỳ thiết bị điện khác, thiết bị massage này phải được xử lý thận trọng và sự quan tâm để ngăn chặn nguy cơ bị điện giật.

Vì lý do này, thiết bị phải chỉ được hoạt động như sau:

- Chỉ sử dụng với điện áp định mức.
- Không bao giờ sử dụng thiết bị khi

có giông bão. Trong trường hợp một lỗi hoặc trục trặc, tắt thiết bị ngay lập tức và ngắt kết nối từ nguồn điện.

- Không bao giờ kéo cáp điện hoặc trên thiết bị để ngắt kết nối cung cấp điện từ nguồn điện ổ cắm.
- Sửa chữa các thiết bị chỉ nên được thực hiện bởi người có trình độ chuyên môn. Sửa chữa không đúng có thể gây nguy hiểm người sử dụng. Trong trường hợp sửa chữa, xin vui lòng liên hệ với dịch vụ khách hàng của chúng tôi hoặc một đại lý ủy quyền.
- Nếu các đơn vị cung cấp điện hoặc dây điện bị hỏng, phải được thay thế kịp thời bởi một đại lý ủy quyền.

### **3. Mô tả sản phẩm**

#### **Điều khiển cầm tay**

**NHÀ PHÂN PHỐI VÀ BẢO HÀNH SẢN PHẨM - CÔNG TY HỢP PHÁT**

**Showroom:** 141 Xã Đàn - Kim Liên mới - Đống Đa – Hà Nội

**Hotline:** 19006852

**Chi nhánh:** Số 34/35 Cư Xá Lữ Gia, P.15, Q.11, TP.HCM

**Email:** info@thietbiyte-eu.vn

**Website:** <http://www.thietbiyte-eu.vn> - <http://www.beurer-vietnam.com>



1. ① Nút khởi động với đèn LED
2. Nút Cường độ massage, vùng lưng trên
3. Nút Cường độ massage, vùng thắt lưng
4. Nút Cường độ massage, vùng lưng dưới
5. 〰 Nút nhiệt/sưởi với đèn LED
6. Dây cáp kết nối thiết bị

#### Ghế massage



1. Năm đầu massage
2. Đai cố định ghế
3. Bộ sạc điện
4. Bộ chuyển đổi dùng trên xe
5. Dây cáp nguồn

#### 4. Hướng dẫn sử dụng.

- Trước khi sử dụng thiết bị lần đầu tiên, đảm bảo rằng bạn đã mở tất cả các khoá vận chuyển cho ghế massage.
- Để làm điều này, gỡ bỏ ốc vít bằng công cụ được cung cấp phía sau của bọc ghế. Nếu các con ốc của khóa vận chuyển không được gỡ bỏ đầu tiên và lớp bảo vệ ghế Shiatsu được sử dụng ngay lập tức, thiết bị sẽ hư hỏng và không sử dụng hay không thể sửa chữa được. Việc bảo hành sẽ không áp dụng trong trường hợp này.
- Tái sử dụng các con ốc của khóa vận chuyển khi vận chuyển cho các thiết bị trong tương lai. Vận chuyển cho các thiết bị mà không sử dụng khóa vận chuyển có thể gây ra thiệt hại không thể khắc phục cho các thiết bị.
- Đặt ghế massage thẳng đứng trên một chiếc ghế phù hợp với một khu vực ngồi và tựa lưng (ghế, sofa hoặc vị trí tương tự). Hãy chắc chắn rằng lưng ghế (lớp bảo vệ ghế) đủ cao.
- Kết nối thiết bị với nguồn điện bằng

#### NHÀ PHÂN PHỐI VÀ BẢO HÀNH SẢN PHẨM - CÔNG TY HỢP PHÁT

Showroom: 141 Xã Đàn - Kim Liên mới - Đống Đa - Hà Nội

Hotline: 19006852

Chi nhánh: Số 34/35 Cư Xá Lữ Gia, P.15, Q.11, TP.HCM

Email: [info@thietbiyte-eu.vn](mailto:info@thietbiyte-eu.vn)

Website: <http://www.thietbiyte-eu.vn> - <http://www.beurer-vietnam.com>

cách cắm phích cắm vào ổ cắm.

- Hãy chắc chắn rằng bạn đang ở một vị trí thoải mái trước khi dần dần chuyển trọng lượng của bạn lên thiết bị massage.
- Dừng massage hoặc thay đổi vị trí massage hoặc áp lực lên thiết bị nếu bạn cảm thấy đau đớn hay khó chịu.
- Không sử dụng thiết bị massage lâu hơn 15 phút. Nếu sử dụng thiết bị trong thời gian dài có thể quá kích thích các cơ bắp và gây ra căng thẳng thay vì thư giãn.
- Hãy ngồi thoải mái và thẳng lưng, đảm bảo rằng bạn ngồi ở vị trí chính giữa ghế. Như vậy, các đầu massage mới có thể di chuyển và massage toàn bộ cột sống của bạn.
- Sử dụng các nút 2-4, chọn khu vực cần massage và cường độ massage mong muốn. Cường độ massage có thể được thiết lập bằng cách nhấn các nút 2-4 lần:
  - + 0 = massage off
  - + 1 = Cường độ 1
  - + 2 = Cường độ 2
- Việc xoa bóp ngừng hoạt động khi những nút được nhấn lần thứ ba. Các khu vực massage đã được kích hoạt sẽ được hiển thị bằng các chỉ số LED.
- Thiết bị này có chức năng tắt máy tự động, được thiết lập với thời gian hoạt động tối đa 15 phút.
- Thiết bị cũng sẽ tự ngắt khi thiết bị quá nóng. Trong trường hợp này,

hãy để thiết bị nguội bớt trong khoảng 30 phút trước khi tiếp tục sử dụng

- Nhấn nút **|||** để kích hoạt/ tắt chức năng sưởi ở khu vực lưng.
- Không bao giờ sử dụng thiết bị quá 15 phút (do nguy cơ quá nóng) và để thiết bị tự làm mát ít nhất 15 phút trước khi sử dụng tiếp.
- Có thể ngừng quá trình massage bằng cách nhấn nút khởi động 1 lần nữa.
- Sau khi sử dụng, ngắt kết nối bằng cách rút bộ cắm điện ra khỏi ổ cắm.
- Không ngắt kết nối thiết bị với nguồn điện trong quá trình hoạt động.

## 5. Bảo quản và lưu trữ

- Luôn ngắt kết nối với thiết bị trước khi làm sạch thiết bị.
- Chỉ sử dụng các phương pháp được quy định để làm sạch thiết bị. Không được để bất cứ chất lỏng nào xâm nhập vào thiết bị hoặc các phụ kiện.
- Vết bẩn nhỏ có thể được loại bỏ bằng cách sử dụng một miếng vải hoặc miếng bọt biển ẩm, và một số chất tẩy rửa nhẹ khi cần thiết. Không sử dụng bất kỳ sản phẩm làm sạch nào mang tính ăn mòn cao.
- Lớp bảo vệ ghế có thể được giặt máy ở nhiệt độ 40°C

**NHÀ PHÂN PHỐI VÀ BẢO HÀNH SẢN PHẨM - CÔNG TY HỢP PHÁT**

**Showroom:** 141 Xã Đàn - Kim Liên mới - Đống Đa - Hà Nội

**Hotline:** 19006852

**Chi nhánh:** Số 34/35 Cư Xá Lữ Gia, P.15, Q.11, TP.HCM

**Email:** info@thietbiyte-eu.vn

**Website:** <http://www.thietbiyte-eu.vn> - <http://www.beurer-vietnam.com>

- Ngưng sử dụng thiết bị này cho đến khi nó khô hoàn toàn.
- Nếu bạn sử dụng các ốc vít hoặc khóa an toàn cho việc vận chuyển thiết bị, cần chắc chắn rằng chúng được lấy ra trước khi sử dụng thiết bị.

	Thiết bị chưa được bật lên	Nhấn nút khởi động để bật thiết bị và chọn chế độ massage.
--	----------------------------	--

## 6. Sự cố kỹ thuật và biện pháp khắc phục.

Vấn đề	Nguyên nhân	Cách khắc phục
Thiết bị phát ra âm thanh lớn khi hoạt động	Vỏ bọc ghế ngồi không hoàn toàn tiếp xúc với nền ghế.	Đảm bảo vỏ bọc ghế massage được hỗ trợ trên toàn bộ diện tích của nó.
Đầu massage ngưng chuyển động khi đang sử dụng	Thời gian tối đa để cài đặt trước hoạt động đã hết	Hãy để thiết bị hạ nhiệt trong ít nhất 15 phút trước khi sử dụng lại. Bật thiết bị lên một lần nữa.
	Các kết nối với nguồn điện đã bị gián đoạn.	Kiểm tra kết nối phích cắm và tiếp xúc của phích cắm điện với nguồn điện cung cấp.
Đầu massage không chuyển động	Thiết bị không kết nối với nguồn điện.	Kết nối thiết bị với nguồn điện và bật lại máy.

### **NHÀ PHÂN PHỐI VÀ BẢO HÀNH SẢN PHẨM - CÔNG TY HỢP PHÁT**

**Showroom:** 141 Xã Đàn - Kim Liên mới - Đống Đa – Hà Nội

**Hotline:** 19006852

**Chi nhánh:** Số 34/35 Cư Xá Lữ Gia, P.15, Q.11, TP.HCM

**Email:** info@thietbiyte-eu.vn

**Website:** <http://www.thietbiyte-eu.vn> - <http://www.beurer-vietnam.com>