



Máy trị liệu da mặt FC 100



Máy trị liệu da mặt FC100 cho phép tẩy da chết trên mặt chuyên


Mô tả thiết bị:




- Chi sử dụng thiết bị cho cá nhân, không sử dụng cho mục đích dịch vụ.
- Những người có vấn đề về thể chất, giác quan, tinh thần hoặc thiếu kinh nghiệm và hiểu biết có thể sử dụng thiết bị trừ khi họ được giám sát hoặc được hướng dẫn sử dụng thiết bị một cách an toàn và hiểu rõ tác hại nguy hiểm.

- Không tự mở hoặc sửa chữa thiết bị. Chỉ sửa chữa thiết bị khi mang tới trung tâm chăm sóc khách hàng hoặc các đại lý ủy quyền.
- Chỉ sử dụng thiết bị trong phòng khô.
- Không chạm vào thiết bị khi thiết bị bị rơi xuống nước. Rút phích cắm khỏi ổ điện ngay lập tức.
- Không làm rơi hoặc để thiết bị chịu bất kỳ tác động mạnh nào.
- Không kẹp hoặc vặn dây điện.
- Đảm bảo không để bộ nguồn và dây điện tiếp xúc với nước hoặc các chất lỏng khác.


1. Cắm giắc cắm bộ nguồn vào thiết bị và cắm phích cắm vào ổ điện.
2. Nhấn nút Mở để mở thiết bị.




3. Đặt miếng lọc dùng một lần vào trong đầu ống.




4. Cắm đầu ống vào thân máy.



5. Lắp đầu trị liệu bạn muốn sử dụng vào đầu thân máy.



6. Bật giờ nhấn nút **Nguồn** để bật thiết bị. Đèn hiển thị cường độ bắt đầu sáng lên. Hiện tại, thiết bị đang ở mức cường độ thấp nhất.



7. Trước tiên, hãy bắt đầu điều trị ở mức cường độ thấp nhất. Đặt thiết bị lên mặt và di chuyển trên da. Đảm bảo không di chuyển thiết bị nhiều lần trên cùng một vùng da. Để biết thêm thông tin trị liệu chi tiết, xem mục "3.3 Vùng da trị liệu".




Nếu mức cường độ thấp nhất không đủ mạnh đối với bạn, bạn có thể thay đổi bằng cách nhấn các nút - / +.

i Lưu ý

Khi sử dụng thiết bị, bạn nên ấn đầu trị liệu nhẹ trên mặt sao cho thoải mái và không gây đau. Sau khi sử dụng, da có thể sẽ hơi đỏ.

8. Sau khi sử dụng xong, hãy nhấn nút Nguồn để tắt thiết bị và rút bộ nguồn ra khỏi ổ cắm.

9. Thay miếng lọc sau mỗi lần sử dụng. Để làm được điều này, kéo thân máy ra khỏi ống và dùng nhíp để gấp miếng lọc ra.



3.3 Vùng da trị liệu

i Lưu ý

Hãy đảm bảo vùng da mặt trị liệu được kéo căng khi bạn đưa đầu trị liệu qua. Bạn có thể làm điều này bằng cách kéo căng da về hai bên hoặc kéo xuống dưới bằng tay.

Vùng trán:

Di chuyển đầu trị liệu chậm và đều từ giữa trán sang hai bên. Hãy đảm bảo chỉ đưa đầu trị liệu một lần qua mỗi vùng da.



Vùng thái dương:

Di chuyển đầu trị liệu ra ngoài về phía chân tóc. Lặp lại động tác với vùng da bên trái và phải của mắt. Hãy đảm bảo di chuyển đầu hút cách mắt ít nhất 1 cm.



Vùng mũi:

Di chuyển đầu trị liệu xuống phía dưới từ vị trí giữa trên đầu sống mũi. Lặp lại động tác này với cánh mũi trái và phải.



Vùng má:

Di chuyển đầu trị liệu qua má theo hướng đi ra ngoài.



Quanh vùng miệng:

Di chuyển đầu trị liệu ngang theo môi trên từ nhân trung qua trái và phải. Di chuyển đầu trị liệu từ môi dưới sang trái và phải theo hướng lên trên. Hãy chắc chắn đầu trị liệu không chạm vào môi.



4. Vệ sinh và bảo quản thiết bị

- Không được nhúng thiết bị vào nước hoặc các loại chất lỏng khác.
- Khử trùng đầu trị liệu bằng chất khử trùng hợp chuẩn sau mỗi lần sử dụng.
- Thay miếng lọc dùng một lần sau mỗi lần sử dụng.
- Dùng vải khô để vệ sinh thiết bị. Không sử dụng các chất làm sạch gây mòn.
- Bảo vệ thiết bị khỏi va đập, ẩm ướt, bụi bẩn, các chất hóa học, biến đổi nhiệt độ cao hay gần các nguồn nhiệt (lò nướng, máy sưởi).

5. Một vài câu hỏi thường gặp

1. FC100 có phù hợp với mọi loại da không?

Thiết bị phù hợp với mọi loại da. Bạn có thể sử dụng thiết bị cho da dầu, da khô và da hỗn hợp. Thiết bị cũng phù hợp với mọi màu da.

2. Công nghệ của FC100 có an toàn không?

Thiết bị hoạt động dựa trên công nghệ mài da vi điểm an toàn. Công nghệ này chỉ giúp loại bỏ các tế bào da thừa ở lớp trên cùng của da và không gây ảnh hưởng đến các lớp da khác.

3. Sử dụng FC100 có đau không?

Không, việc sử dụng thiết bị phải nhẹ nhàng và không gây đau đớn. Trên da rất nhạy cảm, trong một vài trường hợp hiếm, người dùng có thể bị rát nhẹ. Tuy nhiên, nếu bạn cảm thấy đau khi sử dụng thiết bị, hãy giảm cường độ.

4. Điều trị bằng FC100 mất bao lâu?

Thời gian điều trị có thể thay đổi tùy thuộc vào vùng da được điều trị. Một liệu pháp chăm sóc da mặt đầy đủ sẽ mất khoảng 20 phút.

5. Nên sử dụng FC100 bao lâu một lần?

Bạn nên sử dụng thiết bị mỗi tuần một lần và đợi ít nhất 48 giờ giữa các lần điều trị. Bạn cũng có thể sử dụng thiết bị hai lần một tuần nếu da của bạn không phải da nhạy cảm.

6. Lưu ý sau khi thực hiện điều trị?

Hãy sử dụng các biện pháp chống nắng trong ba ngày đầu sau khi điều trị và KHÔNG thực hiện bất kỳ liệu pháp tẩy da chết cơ học/hóa học, nhũ hoặc tẩy lông mặt. KHÔNG sử dụng các sản phẩm tẩy lông. Bạn có thể trang điểm ngay sau khi điều trị.

6. Thông số kỹ thuật

Nguồn điện : Đầu vào: 100-240V AC, 50/60 Hz

: Đầu ra: 12V, 600mA

Kích thước : Ø 21,5 x 8,8 cm

Trọng lượng : ~869 g



ĐƠN VỊ PHÂN PHỐI VÀ NHẬP KHẨU
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ Y TẾ HỢP

Trụ sở & Showroom: 22 Xã Đàn, P. Phương Liên, Q. Đống Đa, Hà Nội
CN Miền Nam : Số 21, Đường 52B, P. Tân Tạo, Q. Bình Tân, TP. HCM
CN Miền Trung : Số 285 Tiểu La, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng
Điện thoại : 0247.306.6889 (Hà Nội) - 0287.308.6889 (TP. HCM)
Hotline: 19006852
Web : www.beurer.vn / thietbiyte-eu.vn