

Hướng dẫn sử dụng

Cân sức khỏe điện tử mặt kính Beurer GS203




1. Bắt đầu


- Mở nắp đáy ngăn chứa pin ở mặt sau cân.



- Lắp 2 pin CR 2032 hoặc tháo dải cách pin.
- Đặt cân trên một bề mặt cứng bằng phẳng.




- Cân có thể được chuyển sang các đơn vị đo:
kg → lb → st (nhấn nút **UNIT** ở mặt sau cân)



KG→LB→ST
d = 0,1 kg / 0,2 lb / 1 lb


2. Cân nặng

- Bước lên đứng trực tiếp trên mặt cân (2 chân).




Quickstart

- Chức năng **Quickstart**: cân không cần khởi động nguồn, cân tự động bật khi đứng lên cân và bắt đầu đo.
- Đứng yên trong khi đang cân!
- Kết quả hiển thị nhấp nháy trên màn hình sau khoảng 2 giây.




- Cân tự động tắt (khoảng 8 - 10 giây).
- Chờ đợi cân tắt trước khi cân đo thêm lần khác nữa (nên đặt cân nguyên tại vị trí đã cân đo kết quả).

Lưu ý: cho lần sử dụng đầu tiên và di chuyển hoặc nhắc cân khỏi vị trí đã đặt cân.




- Bước lên đứng trực tiếp trên cân khoảng 1 giây (0.0 kg xuất hiện) rồi bước xuống.
- Chờ đợi cân tự động tắt khoảng 10 giây.
- Bước lên lại và bắt đầu cân đo kết quả như mô tả mục 2.

3. Thông báo lỗi



- Thông báo **Lo**: pin đã hết nguồn → thay thế tất cả các pin (2 pin CR 2032)



- Thông báo **Err**: quá tải - vượt quá trọng lượng tối đa: 150 kg / 330 lb / 24 st.

4. Thông số

- Mức cân tối đa: 150 kg (330 lb / 24 st)
- Khoảng chia: 100 g (0.2 lb / 0,01 st)
- Màn hình LCD hiển thị chiếu sáng màu trắng
- Kích thước chữ số: 40 mm



ĐƠN VỊ NHẬP KHẨU, PHÂN PHỐI VÀ BẢO HÀNH
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ Y TẾ HỢP PHÁT
Trụ sở & Showroom: 22 Xã Đàn, P. Phương Liên, Q. Đống Đa, Hà Nội
CN Miền Nam : Số 21, Đường 52B, P.Tân Tạo, Q.Bình Tân, TP. HCM
CN Miền Trung : Số 285 Tiểu La, Q.Hải Châu, TP. Đà Nẵng
Điện thoại : 0247.306.6889 (Hà Nội) - 0287.308.6889 (TP. HCM)
Hotline: 19006852
Web : www.beurer.vn / thietbiyte-eu.vn