


beurer

CÂN CƠ HỌC BEURER MS 01




1. Giới thiệu thiết bị




	Tối đa	Tối thiểu
MS 01	120 kg/260 lb	1 kg/2 lb


2. Cài đặt về 0 / Thực hiện cân đo



3. Vệ sinh



4. Bề mặt trơn trượt!



5. Hướng dẫn quan trọng

- Đặt thiết bị trên một bề mặt bằng phẳng, chắc chắn để có thể đo được kết quả đúng.
- Bảo vệ thiết bị tránh va chạm với các vật cứng, không để thiết bị tiếp xúc với môi trường ẩm ướt, bụi bẩn, các chất hóa học, ô nhiễm vệ sinh cá nhân, các loại mỹ phẩm dạng lỏng, các biến đổi nhiệt độ lớn và không đặt gần các nguồn nhiệt (lò nướng, máy sưởi).
- Chỉ nên sửa chữa khi mang thiết bị tới trung tâm bảo hành.
- Vệ sinh: Bạn có thể vệ sinh thiết bị bằng vải ẩm với một ít nước giặt nếu cần. Không nhúng thiết bị vào nước hay rửa thiết bị dưới vòi nước. Không sử dụng các chất làm sạch mạnh, gây mòn bề mặt vệ sinh thiết bị.
- Bảo quản: Không đặt bất cứ vật gì lên bề mặt thiết bị khi không sử dụng thiết bị.
- Không sử dụng thiết bị cho mục đích dịch vụ
- Tháo rời vận chuyển an toàn
- Không bước lên các cạnh ngoài của thiết bị bằng một chân để tránh lật thiết bị!
- Giữ túi bóng bọc thiết bị xa tầm tay trẻ nhỏ

6. Bảo hành

- Thời hạn bảo hành: 5 năm theo chính sách bảo hành đăng tải tại website: <https://www.beurer.vn/>
- Sản phẩm được bảo hành theo tem niêm từ. Các bước kích hoạt bảo hành niêm từ như sau:

Bước 1: Cào lớp tráng bạc để nhận mã số xác thực



Bước 2 : Xác thực sản phẩm qua SMS Soạn KBH _ [Mã số xác thực] gửi **8089** (phí 1000 / 1SMS) VD : KBH BEU717905224554 gửi **8089**

Bước 3: Để kiểm tra thời gian bắt đầu và kết thúc bảo hành, vui lòng truy cập website: <http://baohanh.beurer.vn/>
<https://www.beurer.vn/tra-cuu-thong-tin-bao-hanh>



ĐƠN VỊ NHẬP KHẨU, PHÂN PHỐI VÀ BẢO HÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ Y TẾ HỢP PHÁT

Trụ sở & Showroom: 22 Xã Đàn, P. Phương Liên, Q. Đống Đa, Hà Nội
 CN Miền Nam : Số 21, Đường 52B, P. Tân Tạo, Q. Bình Tân, TP. HCM
 CN Miền Trung : Số 285 Tiểu La, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng
 Điện thoại : 0247.306.6889 (Hà Nội) - 0287.308.6889 (TP. HCM)
 Hotline: 19006852
 Web : www.beurer.vn / thietbiyte-eu.vn